




**SICHER
MADE IN
GERMANY**



Blumen Blau



Karo Grau



Schwarz



Camouflage

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
4019588528604	0105/2860	Weiß	5 Stück
4019588152861	0015/2860	Weiß	15 Stück (3x5 Stück-Packung)
4019588058613	0105/2861	Schwarz	5 Stück
4019588278615	0015/2861	Schwarz	15 Stück (3x5 Stück-Packung)
4019588428638	0105/2863	Camouflage	5 Stück
4019588178632	0015/2863	Camouflage	15 Stück (3x5 Stück-Packung)
4019588428645	0105/2864	Blumen Blau	5 Stück
4019588178649	0015/2864	Blumen Blau	15 Stück (3x5 Stück-Packung)
4019588428652	0105/2865	Karo Grau	5 Stück
4019588178656	0015/2865	Karo Grau	15 Stück (3x5 Stück-Packung)

TECHNIMASK 2.0

Partikelfiltrierende Halbmaske

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Top-Ausstattung

CE-Zertifizierung nach 2016/425/EU, LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 08193 BELLATERRA (Barcelona) (Code Nr. 0370)

Nicht wiederverwendbar, nur für den Einmalgebrauch

Filterung von mindestens 94% der Schadstoffe/Partikel aus der Luft bis zu einer Größe von 0,6 µm

Hoher Tragekomfort durch elastische Ohrschlaufen und eingearbeitetem Nasenbügel

Weiches Vliesmaterial für wenig Reibung an Mund, Nase und Gesicht

Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis

Kein Schutz gegen krebserregende und radioaktive Stoffe, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 + Enzyme

Typische Einsatzbereiche: Arbeiten mit Metall, Glasfasern, Weichholz oder Ölnebel, Infektionsschutz

Dermatologisch getestet mit dem Prädikat „Sehr gut“

Made in Germany - Hergestellt bei der TechniSat Vogtland GmbH im sächsischen Schöneck und der TechniSat Teledigital GmbH in Staßfurt

TechniSat

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel

Fon +49 (0) 6592 712 - 600
Fax +49 (0) 6592 4910
info@technisat.de
www.technisat.de

TECHNIMASK 2.0

Partikelfiltrierende Halbmaske

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR



Maskeneigenschaften

Schutzstufe/Klassifizierung	FFP2
Normerfüllung	EN 149:2001+A1:2009
Material Filter/Maske	5 Lagen Vlies mit 2 Lagen Meltblown-Vlies
Material Nasenbügel	kunststoffummantelter Draht (zweiadrig)
Material Ohrband	Elastikband
Ausatemventil	Ohne Ventil

PRÜFUNGEN NACH EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

Gesamtleckage

Zehn Testpersonen führen mit aufgesetzten Atemschutzmaske auf einem Laufband ein Prüfprogramm aus. Während der Tests wird die Menge des Prüfaerosols gemessen, die durch den Filter und die Dichtlippe in die Atemschutzmaske eindringt. Die Leckage darf bei acht von zehn Testergebnissen in der Klasse FFP2 nicht 6% liegen. Der maximale Filterdurchlass darf nach 120 mg Einspeicherung von Paraffinöl in der Klasse FFP2 ebenfalls 6% nicht überschreiten.

Entflammbarkeit

Vier Atemschutzmasken werden nach festgelegtem Verfahren durch eine Flamme von 800°C (+/- 50°C) geführt. Die Atemschutzmaske darf nach Flammendurchgang nicht brennen.

Atemwiderstand

Der durch die Atemschutzmaske erzeugte Atemwiderstand wird bei verschiedenen Luftströmungen gemessen. Der zulässige Widerstand wird in mbar gemessen und darf in der Klasse FFP2 folgende Werte nicht überschreiten: Einatmen 30 l/min – 0,7 mbar; Einatmen 95 l/min – 2,4 mbar, Ausatmen 160 l/min – 3,0 mbar.

ZERTIFIZIERUNG

Die TechniMask 2.0 erfüllt die EN 149:2001 + A1:2009 und trägt das CE-Zeichen gemäß EU-Verordnung 2016/425.

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 08193 BELLATERRA (Barcelona) (Code Nr. 0370) ist für die Baumusterprüfung, sowie die laufende Produktüberwachung verantwortlich.

Die Masken sind in einer nach DIN ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätte gefertigt.

Verwendung

Schutz gegen feste und flüssige Partikeln mindergiftiger bzw. gesundheitsschädlicher Stoffe.

Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert

Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.

Lagerung und Transport


Die FFP2 NR Masken sollen in geschlossenen und unbeschädigten Verpackungen des Herstellers gelagert werden, in Räumen mit Luftfeuchtigkeit unter 80 % und Raumtemperaturen von -30°C bis +70°C.

Die Masken haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Schutzmaske nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Anwendung



Maske auffalten nur durch Aufbiegen der Nasenklammer, nicht durch Ziehen an den Ohrschlaufen. Beachten, dass die Nasenklammer vollständig aufgebogen ist (180°-Winkel). Vor Gebrauch auf Beschädigungen und Verschmutzungen kontrollieren.



Maske mit beiden Händen an den Ohrschlaufen halten. Maske am Kinn ansetzen und über Mund und Nase platzieren. Die Nasenklammer sollte genau über dem Nasenrücken sitzen. Ohrschlaufen hinter die Ohren ziehen.



Nasenklammer mit beiden Zeigefingern von der Mitte nach außen hin anpassen.



Sitz der Maske überprüfen. Die Maske sollte dicht und ohne Spalt am Gesicht sitzen. Halten Sie hierzu beide Hände vor die Maske und atmen Sie kräftig aus. Sollte Luft aus dem Nasenbereich entweichen, passen Sie die Nasenklammer an bzw. drücken Sie sie fester.